



## Неогенезис

Каталог на русском языке

[www.neogenesis.co.kr](http://www.neogenesis.co.kr)

### Неогенезис

Адрес 302, ENC Dream Tower, 146 Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu, Сеул (07255)  
Телефонный номер +82-2-583-1348 Факс +82-2-2038-0848 Электронная почта [info@neogenesis.co.kr](mailto:info@neogenesis.co.kr)  
Веб-страница [www.neogenesis.co.kr](http://www.neogenesis.co.kr)

## Неогенезис

### О компании

Название компании	Неогенезис
Представитель	Ким Ен Пиль
Дата основания	16. 10. 2012
Основной бизнес	Производство и экспорт продукции, связанной с лечением аутогенных клеток, в том числе и медицинского оборудования.
Адрес	302, E&C Dream Tower, 146 Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu, Сеул (07255)
Электронная почта	info@neogenesis.co.kr
Телефонный номер	02. 583. 1348
Факс	02. 2038. 0848

## Глобальная Сеть

### Global Network



Неогенезис является глобальной компанией, которая делает рывок на мировой рынок, обладая опытом и технологиями в медицинских устройствах, связанных с аутологичной клеточной терапией.

## История Бренда

### Brand Story

### ‘Регенерация биологической ткани’ Путеводитель по здоровью и красоте

### NEOGENESIS

### Способность к самовосстановлению

#### Внимание к загадкам человеческого тела

Наше тело обладает способностью "самоизлечения" тканей, поврежденных из-за внешних факторов, возвращаясь в исходное здоровое состояние.

NEOGENESIS сосредоточен на системе восстановления человеческого тела.

Мы ищем секрет здоровья из тайн человеческого рождения и его феноменальной жизнеспособности.

### Начало аутологичной клеточной терапии

#### Глобальная индустрия здравоохранения

Подобно тому, как и наше удивительное тело было создано путем множественной дифференцировки из одной стволовой клетки, NEOGENESIS таким же образом стала глобальной компанией, которая предоставляет широкий выбор передовых медицинских устройств, начиная с разработки 'UNISTATION™' - самого первого универсального устройства для выделения стволовых клеток. Мы вносим свой вклад в мировую индустрию медицинского здравоохранения, используя наш опыт в терапии стволовых и аутологичных клетках.

### Здоровая жизнеспособность натуральной кожи

#### Возрождение истинной красоты человека

Чистота, свежесть и наше первоначальное состояние - вот стандарты подлинной красоты, к которому мы стремимся. NEOGENESIS разработал передовые биосовместимые материалы для обеспечения эстетических решений, а также для «стимулирования самообновления кожи» и «борьбы со старением». Мы реализуем новую красоту, которая вращает время вспять благодаря постоянным исследованиям жизненной силы человеческого тела.

### Сила здоровой красоты

#### Предоставляя лучшее будущее

Ощутите уникальность, полноту внутреннего здоровья и внешней красоты с NEOGENESIS.



## Оглавление

### TABLE OF CONTENTS

<b>Введение</b>	Неогенезис	2
	Глобальная Сеть	
	История Бренда	3
<b>Клеточная терапия</b>	ЮНИСТЭЙШН	6
	Серия Центрифуг	8
	Серия Пробирок PRP	10
	Активатор PRP	12
	Плазма Гель	13
	Луна Стем	14
<b>Эстетическая медицина</b>	Серия Мезонитей NEO	16
	Серия Филлеров REGENOVUE	20
	Серия REGENOVUE AQUA SHINE	22
	Серия REGENOVUE PN	24
	Серия Игл от NEOGENESIS	26
	НЕОБЕЛЛА	28
	Инжектор LEFIL	29
	СПОТЛЕС	30
<b>Лекарственные препараты</b>	Серия Кремов-Анестетиков от NEO	32
	НЕОТОКС	34
<b>Косметика</b>	Восстанавливающая Серия BETA-GLUCAN	36
	Карбоновая Маска RIOX (РИОКС)	38

# Клеточная терапия

ЮНИСТЭЙШН

Серия Центрифуг

Серия Пробирок PRP

Активатор PRP

Плазма Гель

Луна Стем



# UNISTATION ЮНИСТЭЙШН



## Центрифуга для извлечения стволовых клеток «всё-в-одном» + Инкубатор + Шейкер

Увеличивает выживаемость жировых клеток при ангиогенезе из имеющихся 30% до 74%



**4 простых шага**

Упрощённый метод извлечения стволовых клеток



**Отличный результат**

Концентрация извлечения стволовых клеток до 62%



**Безопасность**

Закрытая прочная система с силиконовым инкубатором



**Большая ёмкость**

Максимальная обработка 800 мл жировых клеток за раз




**Меньше затрат**

Доступные процедуры при низкой стоимости материалов

## Клеточная трансплантация из жировых тканей (CAL)


Во время процесса SVF, процент приживаемости жировой ткани увеличился в среднем на 230%

ЮНИСТЭЙШН для удобного извлечения ADSC (стволовые клетки жировой ткани) и SVF (стромально-васкулярная клеточная фракция)



## Применение ADSC

Жировая ткань - самый богатый источник стволовых клеток. Стволовая клетка может быть разнообразна в различных типах тканей тела и считается ключевым фактором будущей медицинской индустрии лечения неизлечимых заболеваний.



### Состав



### Характеристика

Макс. RPM/RCF (кол-во оборотов/относительная центробежная сила)	3,600rpm / 2,898xg
Макс. объём	800 мл (50 мл x 4 x 4)
Температурный диапазон	Комн. темп-ра~ +40 °C
Уровень шума	≤60 дБ
Ускорение и замедление	9 / 10 шагов
Память сохранения	100
Дисплей	Голубой сенсорный LCD-экран
Потребление энергии	230В / 50-60 Гц (возможен 110 В)
Требуемая мощность	1.5KVA
Размер (Ш x Д x В)	540 x 650 x 380мм
Вес (Аппарат / расходники)	58.5кг / 6~11кг

Функции: предварительный прогрев, таймер, счётчик RPM/RCF, отключение дисбаланса, безопасный замок крышки и защита от падения, автоматическое открытие крышки по завершению

## NEOGENESIS CENTRIFUGE SERIES

Серия Центрифуг  
NEOGENESISЦентрифуга с высокой и стабильной прочностью и  
смарт функциями

Макс. ёмкость 400мл и 4000 об/мин для работы в клиниках/лабораториях



## Смарт функции

Крышка-автомат, сигнализация дисбаланса, скорости и нагрева



## 10 протоколов

Управление одной кнопкой для 10 программируемых протоколов



## Мягкое вращение

Режим щадящего ускорения и замедления для деликатных процедур



## Удобный

Низкий уровень шума благодаря антивибрационной системе крышки



## Биобезопасность

Аэрозольно-непроницаемая система (2-ой уровень безопасности ВОЗ)

## Центрифуга GENESIS

Бакет-Ротор –совместим с пробирками любых размеров

- Максимальный объём: 400мл (100мл x 4)

## Совместимость

Оригинальный бакет \_ Neo(10мл), Genesis(15мл), Pure(20мл) PRP Комплект + Коническая Пробирка (15мл & 50мл)  
Спец бакет \_ Оригинальный бакет + Cure(30мл) & Omni(60мл) PRP Комплект

## Характеристика

Макс. об/мин / центр. сила	4,000 об/мин / 2,700 ц/с
Макс. объём	400мл (100мл x 4)
Память	10
Уровень шума	≤52 дБ
Асс / Дес	≤20 сек / ≤25 сек
Дисплей	Синий LCD дисплей с кнопками
Источник питания	230В / 50-60 Гц (возможен 110В)
Требуемая мощность	340VA, Предохранитель: 6А
Размер (Ш x Д x В)	375 x 480 x 260 мм
Вес (Корпус / Аксессуары)	23кг / 1-2кг

Функции \_ предварительный прогрев, контроль времени, преобразование числа оборотов в минуту / центр. сила, балансировка, предохранительный замок крышки, защита крышки от падения, автоматическая разблокировка двери по завершению.



## Компоненты

## Оригинальный бакет



15мл Роторный комплект



15мл Ротор



15/20мл Бакет (4шт)



10мл Адаптер (4шт)

## Спец бакет



30мл Роторный комплект



30мл Ротор



30/60мл Бакет (4шт)



15/20мл Адаптер (4шт)



10мл Адаптер (4шт)

## Центрифуга NEO

Угловой тип – совместим с пробирками размером до 15 мл

- Максимальный объём: 90мл (15мл x 6)

## Совместимость

NEO(10мл) PRP Комплект + Коническая Пробирка (15мл)



Роторный комплект  
10мл Ротор и Бакет (6шт)

## Характеристика

Макс. об/мин / центр. сила (Угловой вид)	4,000 об/мин / 2,075 ц/с
Макс. объём	90мл (15мл x 6)
Память	10
Уровень шума	≤52 дБ
Асс / Дес	≤20 сек / ≤25 сек
Дисплей	Синий LCD дисплей с кнопками
Источник питания	230В / 50-60 Гц (возможен 110В)
Требуемая мощность	140VA, Предохранитель: 6А
Размер (Ш x Д x В)	296 x 412 x 206мм
Вес	17.5кг

Функции \_ предварительный прогрев, контроль времени, преобразование числа оборотов в минуту /центр. сила , балансировка, защитный дверной замок, защита двери от падения, автоматическая разблокировка двери по завершению.

NEOGENESIS CENTRIFUGE SERIES

# Серия Пробирок PRP (PRP KIT) NEOGENESIS



## Пробирка “Скрю” для извлечения тромбоцитов с концентрацией до 48 раз больше

Конструкция с изогнутой формой предотвращает потерю клеток



### Макс. извлечение

Для результата не обязателен опыт врача-эксплуататора



### Стерильность

Отсутствие загрязнения благодаря стерильной системе



### Широкий выбор

Пять различных объемов пробирок: от 10cc до 60cc



### Контроль объёма

Возможность контроля объёма плазмы при необходимости



### Угловой / Бакет-ротор

Совместим как с угловыми, так и бакетными центрифугами


## Принцип процедуры PRP

PRP – это слой крови, который можно отделить центрифугированием. PRP ускоряет заживление тканей, направляя концентрированные тромбоциты непосредственно в поврежденные зоны.

NEOGENESIS PRP разработан для более простого использования. Даже неопытный эксплуататор может извлечь PRP, просто регулируя отметки на самой пробирке используя винтовой регулятор.




### Роль тромбоцитов



### Компоненты крови после центрифугирования

- 55% Плазма (PPP)
  - 91% Вода
  - 7% Белки плазмы
  - 2% Компоненты переносимые в кровь
- 1% Плазма обогащённая тромбоцитами (PRP)
  - Тромбоциты (Факторы роста) / Лейкоциты
- 44% Эритроциты (RBC)



Тромбоциты играют роль в свёртывании крови, образуя фибрин, и заживляют раны с помощью факторов роста.

### Зоны применения PRP



- Пластическая хирургия / Дерматология
- Стоматология
- Гинекология
- Ортопедия / Реабилитационная медицина
- Предотвращение выпадения волос
- Ветеринария

### Спецификация каждого объема



Наименование	Neo PRP (10cc)	Genesis PRP (15cc)	Pure PRP (20cc)	Cure PRP (30cc)	Omni PRP (60cc)
Концентрация тромбоцитов	Макс. 8 раз (1мл PRP)	Макс. 13 раз (1мл PRP)	Макс. 16 раз (1мл PRP)	Макс. 25 раз (1мл PRP)	Макс. 48 раз (6мл PRP)
Тип центрифуги	Угловой & Бакет- ротор	Бакет-ротор	Бакет-ротор	Генезис Центрифуга Спец.набор	Генезис Центрифуга Спец.набор
Аналогичные пробирки	15cc Коническая пробирка	50cc Коническая пробирка	50cc Коническая пробирка	Уникальный размер	Уникальный размер
Внешний размер (Диаметр x Высота)	15.2 x 124.8 мм	29.3 x 105 мм	29.3 x 122 мм	30.5 x 118 мм	35.7 x 125.4 мм
Содержимое	10г x 2 шт	25г x 1 шт	28г x 1 шт	43г x 1 шт	45г x 1 шт

PRP ACTIVATOR

# PRP Активатор



“Нехимический” активатор тромбоцитов (активирует физическим давлением)

Вдвойне лучший эффект лечения PRP за счёт стимуляции факторов роста



**Без химикатов**

Отсутствие побочных эффектов, в отличие от химических агонистов



**Эффективный**

Не менее эффективен, чем тромбин, и намного лучше чем CaCl2



**Быстрый процесс**

Возможность использования сразу после 3-х этапов извлечения



**Мин. крови**


Требуется меньший объем крови для получения того же эффекта

## Принцип активации тромбоцитов

Тромбоциты в организме активируются, реагируя при абнормальности на стенках сосудов, такие как повреждения тканей, воспаления или при сердечно-сосудистых заболеваниях.

NEOGENESIS PRP Активатор имитирует аномальную среду для активации тромбоцитов без использования химических агонистов.

Физическая активация капиллярным давлением



Перемещает тромбоциты вперёд и назад через искусственный капилляр

**Компоненты в активированных тромбоцитах**

Цитокины & хемокины / Молекулы адгезии / Тромбоциты микровезикулы / \*Факторы роста

\* **Факторы Роста** \_ TGF-β, bFGF, PDGFa-b, EGF, VEGF, CTGF  
Клеточная пролиферация, Производство коллагена, Производство гиалуроновой кислоты, Рост эпидермальных клеток, Ангиогенез

Активирующий реагент	Нет (Физическая активация)
Время активации	3-5 минут
Шприц	Все шприцы вида Luer-Lock
Внешний размер (Диаметр x Длина)	21 x 72 мм
Вес	13г x 2шт

PLASMA GEL

# Плазма Гель




“Ультра-маленький” аутологичный наполнитель с использованием плазмы с низким содержанием тромбоцитов

Простая подготовка по нажатию одной кнопки всего за 17 минут



**Натуральный**

Самый безопасный и натуральный наполнитель из собственной крови пациента



**2-фазы темп-ры**

Автоматический контроль нагрева для оптимальной текстуры и прочности геля



**Экономия затрат**

Бесплатный филлер с использованием оставшегося PPP после извлечения PRP



**Однородная текстура**


Производство филлера с однородной текстурой до 6 мл за раз

## Принцип работы плазма геля

Белки плазмы, такие как фибриноген, альбумины и глобулины, обладают свойствами эмульгирования и гелеобразования при нагревании.

NEOGENESIS Плазма Гель оптимизирован температурными настройками для шприцов объёмом 1 мл, чтобы производить аутологичный наполнитель для естественного объёма.

2-Фазы и автоматический контроль температуры плазменного геля



**Фаза 1** \_ Присутствие NaCl в плазме ускоряет осаждение белков в крови  
**Фаза 2** \_ Свёртывание продолжается до завершения образования геля, поскольку тело эмульгирует оставшуюся сыворотку.

Характеристика

Максимальная ёмкость	6cc (1cc x 6)	
Время процесса	0 ~ 70°C Предварительный прогрев	2 мин
	70°C Нагрев	5 мин
	70 ~ 90°C Предварительный прогрев	2 мин
	90°C Нагрев	8 мин
	Итого 17 мин	
Дисплей	Красный LED экран с кнопками	
Размеры (Ш x Д x В)	180 x 160 x 148 мм	
Вес	1.95кг *не включая адаптер	

Функции \_ индикация текущей температуры, автоматический контроль нагрева, уведомление о завершении, кнопка аварийной остановки, подставка с регулируемой высотой.

# LUNA-STEM ЛУНА-СТЕМ



## Автоматический счетчик для стволовых клеток с двойной флуоресценцией

Точно распознаёт живые и мёртвые клетки, в том числе и безъядерные клетки



### Интерактивное ПО

Встроенное изображение генерирования данных во время подсчёта клеток



### Быстрый подсчёт

Мгновенный и точный результат возможно получить в течение 30-60 секунд



### CSV & PDF

Автоматический отчет с данными CSV и PDF, экспортируемый на USB носитель



### PhotonSlide™

Запатентованный аппарат для точного и равномерного распределения клеток

## Двойная Флуоресценция + Оптика Светлого поля

С помощью датчика акридинового оранжевого (АО) и пропидиум йодида (PI) для окрашивания живых и мертвых клеток, ЛУНА-СТЕМ™ обеспечивает точные результаты.

Различные клетки в SVF могут быть распознаны и считаться как безъядерные клетки или как живые и мертвые ядросодержащие клетки, что невозможно определить с другими счетчиками клеток.

### СВКФ (стромально-васкулярная клеточная фракция)



Живые клетки – АО положительный (зеленые)  
Мертвые клетки – PI положительный (красные)



Клетки – АО/PI отрицательный

### Структура



### Характеристика

Объем образца	10 µL
Время подсчета клеток	30 ~ 60 сек (в зависимости от условий образца)
Диапазон концентрации клеток	$5 \times 10^4 \sim 2 \times 10^7$ cells/ml (оптимальный диапазон)
Диапазон размеров ячеек	Обнаруживаемый диапазон: 1 ~ 90 µm оптимальный диапазон: 5 ~ 60 µm
Спектр возбуждения	470 ± 20 nm
Спектр излучения	530 ± 25 nm, 600 nm (LP)
Источник света	LED
LCD дисплей	7 дюймов (800 x 480 пиксель)
Разрешение изображения	5MP
Размеры (Ш x Д x В)	22 x 21 x 9 см
Вес	1.8 кг *без адаптера

# Эстетическая медицина

Серия Мезонитей NEO

Серия Филлеров REGENOVUE

Серия REGENOVUE AQUA SHINE

Серия REGENOVUE PN

Серия Иглы от NEOGENESIS

НЕОБЕЛЛА

Инжектор LEFIL

СПОТЛЕС



NEO THREAD SERIES

# Серия Мезонитей NEO

CE KFDA ISO



## Медицинские нити для Лифтинга, Разглаживания Морщин и Синтеза Коллагена

Более 120 различных моделей из PDO, PLLA и PCL для соответствующего применения



**Безопасный состав**

Биоразлагаемый материал, стерилизация газом ЭО, одобрено FDA



**Прочные нити**

Уникальная техника обработки и герметизации без воздействия воздуха



**Иглы & Канюли**

Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием для плавного введения



**Эффект каркаса**

Доступны модели для комбинированной терапии стволовыми клетками и PRP




**Подходящие условия**

Индивидуальное производство моделей в соответствии с потребностями

## Принцип Лифтинга Нитями

Нитевой лифтинг – это безоперационная терапия с немедленным и длительным улучшением обвисшей кожи, морщин и эластичности.

Один из важнейших преимуществ мезонитей NEO- это особое внимание качеству сырья, чтобы обеспечить приятное впечатление от процедуры.



## Три-типа материалов серий мезонитей NEO



**PDO (Полидиоксанон)**

Самый распространённый материал: безопасный и доступный

- Более 30 лет опыта в области сердечно-сосудистой хирургии
- Признан самым универсальным материалом для мезонитей



**PLLA (Поли-L-молочная кислота)**

Отлично подходит для коррекции объёма и производства коллагена

- Увеличение объёма на 25% за счёт образования коллагена типа 1 и 3
- Альтернатива дермальным филлерам и ботулотоксинам



**PCL (Поликапролактон)**

Генератор коллагена длительного действия с естественным эффектом

- Разработан специально для эстетического нитевого лифтинга
- Высокая прочность вырабатывает коллаген в течение 36 месяцев



100 шт / кор

\*отличается в зависимости от моделей

### ОСНОВНЫЕ НИТИ (Моно / Скрю)

- Мелкие морщины на лице и шее
- Канюли для тонкой, нежной кожи; область вокруг глаз

Наименование	Размер иглы	Длина иглы	Длина Нити	Код модели
<b>Моно</b> (Одинарная нить)	31G	12mm	16mm	M3112
		25.4mm	30mm	M3125
	30G	18mm	30mm	M3018
		25.4mm	30mm	M3025
		38mm	50mm	M3038
	29G	25.4mm	30mm	M2925
		38mm	50mm	M2938
		50mm	70mm	M2950
		60mm	90mm	M2960
	27G	38mm	50mm	M2738
		50mm	70mm	M2750
		60mm	90mm	M2760
		90mm	150mm	M2790
	26G	38mm	50mm	M2638
		50mm	70mm	M2650
		60mm	90mm	M2660
	25G	50mm	70mm	M2550
		60mm	90mm	M2560
70mm		110mm	M2570	
23G	60mm	90mm	M2360	
	90mm	150mm	M2390	
	<b>Скрю</b> (Одинарная нить)	31G	12mm	16mm
25.4mm			30mm	S3125
30G		18mm	30mm	S3018
		25.4mm	30mm	S3025
29G		38mm	50mm	S2938
		25.4mm	30mm	S2925
	38mm	50mm	S2938	
27G	50mm	70mm	S2950	
	60mm	90mm	S2960	
	38mm	50mm	S2738	
	50mm	70mm	S2750	
26G	60mm	90mm	S2760	
	90mm	150mm	S2790	
	38mm	50mm	S2638	
25G	50mm	70mm	S2650	
	60mm	90mm	S2660	
	90mm	150mm	S2690	
23G	50mm	70mm	S2550	
	60mm	90mm	S2560	
	70mm	110mm	S2570	
<b>*Канюля для Глаз</b> (Моно / Скрю)	30G	60mm	90mm	S2590
		90mm	150mm	S2360
	29G	60mm	90mm	S2390

20шт / пачка \*10шт / пачка

### Мульти Нити (Твин / Трипл / Торнадо Скрю)

- Глубокие морщины на лице и шее
- Комбинирование со стволовыми клетками и PRP

Наименование	Размер иглы	Длина иглы	Длина Нити	Код модели	
<b>Мульти: Твин</b> (Две нити)	27G	38mm	50mm	T2738	
		50mm	70mm	T2750	
		60mm	90mm	T2760	
	26G	38mm	50mm	T2638	
		50mm	70mm	T2650	
		60mm	90mm	T2660	
		90mm	150mm	T2690	
		25G	60mm	90mm	T2560
			90mm	150mm	T2590
	<b>Мульти: Трипл</b> (Три нити)		26G	38mm	50mm
		50mm		70mm	TR2650
		60mm		90mm	TR2660
25G		60mm	90mm	TR2560	
		90mm	150mm	TR2590	
		23G	60mm	90mm	TR2360
90mm	150mm		TR2390		
<b>Мульти: Торнадо Скрю</b> (Две Скрю нити)	27G		50mm	70mm	TS2750
	26G	38mm	50mm	TS2638	
		50mm	70mm	TS2650	
		60mm	90mm	TS2660	
	25G	60mm	90mm	TS2690	
		90mm	150mm	TS2690	
		23G	60mm	90mm	TS2560
	90mm		150mm	TS2590	
	60mm		90mm	TS2360	

20 шт / пачка

### Нити Коги (Коги / Носовые нити / Молдинг)

- Обвисшее лицо, двойной подбородок и контур
- Мощный лифтинг (двунаправленные шипы 360°)




### Комби Нити (Комби/Двойные Иглы)

- Обвисшее лицо, двойной подбородок и контур
- Разнонаправленные шипы 360°



### Особые Нити (Каверн / Нити-Филлеры / Нити-Сетки)

- Объём и синтез коллагена для глубоких морщин
- Эффект каркаса для комбинированной терапии клеток и наполнителей



Наименование	Размер иглы	Длина иглы	Длина Нити	Код модели
<b>Коги</b> (360°-Bi)	19G	70mm	110mm	C1970
		100mm	140mm	C19100
<b>Коги-канюли</b> (360°-Bi)	19G	70mm	110mm	C1970-C
		100mm	140mm	C19100-C
<b>Коги-канюли</b> (U-type/Bi)	19G	100mm	140mm	C19100B-C
<b>Коги-канюли</b> (W-type/Bi)	18G	100mm	140mm	C18100B-C
<b>*Коги канюли для носа</b> (L-type/One-Directional)	19G	38mm	50mm	C1938-C
		50mm	80mm	C1950-C
<b>*Молдинг коги канюли</b> (W type/Bi)	19G	100mm	150mm	C19100M-C
	18G	100mm	150mm	C18100M-C

20шт / пачка \*10шт / пачка

Наименование	Размер иглы	Длина иглы	Длина Нити	Код модели
<b>Комби Нити</b> (360°-Multi)	23G	38mm	50mm	B2338
		50mm	70mm	B2350
		60mm	90mm	B2360
	21G	90mm	150mm	B2390
		60mm	90mm	B2160
<b>Комби канюля</b> (360°-Multi)	23G	90mm	150mm	B2190
		38mm	50mm	B2338-C
		60mm	90mm	B2360-C
<b>*Двойные Комби Нити</b> (360°-Multi)	19G	90mm	150mm	B2390-C
		60mm	90mm	B2160-C
<b>*Двойные Комби Нити</b> (360°-Multi)	19G	110mm	290mm	D19110S
		110mm	440mm	D19110L

20шт / пачка \*1шт / пачка

Наименование	Размер иглы	Длина иглы	Длина Нити	Код модели
<b>Каверн нити-канюли</b> (Coil Spring: L-type)	29G	50mm	320mm	V2950-C
	27G	50mm	310mm	V2750-C
	25G	50mm	410mm	V2550-C
	23G	60mm	550mm	V2360-C (5-0)
		60mm	450mm	V2360-C (4-0)
	21G	60mm	440mm	V2160-C (4-0)
60mm		380mm	V2160-C (3-0)	
<b>Нити-филлеры-канюли</b> (Multi Strand: L-type)	23G	38mm	50mm	TF2338-C
		60mm	90mm	TF2360-C
<b>Коги-сетки-канюли</b> (Mesh-Structured: L-Type)	19G	38mm	50mm	MS1938-C
		50mm	60mm	MS1950-C

10шт / пачка

REGENOVUE FILLER SERIES

## Серия Филлеров REGENOVUE



## Монофазный филлер на основе Гиалуроновой Кислоты – модифицирован на 100%

Монофазная (однородная) структура обеспечивает желаемый контур объёма.



## Модификация

Полное модифицирование с минимальным количеством BDDE



## Отсутствие токсинов

Менее 0.0015 ME/мг эндотоксина и отсутствие остаточного BDDE



## Длительный эффект

Длительный эффект благодаря высокой эластичности (на 45% выше)



## Высокая вязкость

Вязкость на 31% выше для мощного объема без миграции филлера




## Равномерное введение

Обеспечивает равномерное введение геля для комфорта процедуры

## Модифицированная структура REGENOVUE

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут производиться в форме сосуществования двух фаз, жидкости и геля, в зависимости от модифицированной технологии.

Regenovue - это полностью гелеобразный филлер с однородной структурой, обеспечивающий отличный объемный эффект, легкую и точную коррекцию контура.



Структура Реженовью гораздо более регулярная и компактная, чем у конкурентов.

## REGENOVUE FINE / DEEP / SUB-Q

Наполнитель с разным молекулярным размером для различных частей лица

- Серия REGENOVUE PLUS содержат лидокаин для устранения болевых ощущений



Наименование	REGENOVUE Fine / Fine [Plus]	REGENOVUE Deep / Deep [Plus]	REGENOVUE Sub-Q / Sub-Q [Plus]
Основной ингредиент	Модифицированная ГК 24мг/мл + Лидокаин 0.1 мл (Модель «Plus»)		
Применение	Поверхностные морщины, периорбитальные и глабеллярные линии, складки шеи	Средние/Глубокие морщины, носогубные складки, контур губ, подбородка и лба	Глубокие морщины, контур губ и носа
Длительность	8-12 месяцев	12-18 месяцев	
Комплектация	1 шприц (1.0мл/1.1мл) & 1 x 30G, 1 x 27G иглы	1 шприц (1.0мл/1.1мл) & 2 x 27G иглы	1 шприц (1.0мл/1.1мл) & 1 x 27G, 1 x 25G иглы
CE	Сертифицированы все модели		

## REGENOVUE GLAM

REGENOVUE GLAM филлер для коррекции контуров тела и увеличения объёмов

- Объем и продолжительный эффект для различных частей тела

Основной ингредиент	Модифицированная ГК 24мг/мл
Применение	Грудь, ягодицы, икры, бедра
Длительность	24 месяца
Комплектация	10мл x 1 шприц

\*высокая эластичность с длительным эффектом до 24 месяцев.



REGENOVUE AQUA SHINE SERIES

# Серия REGENOVUE AQUA SHINE



## Биоревитализант из чистой гиалуроновой кислоты для интенсивного увлажнения

Ощутите превосходную эластичность и сияющий оттенок кожи в течении недели



**Натуральная ГК**

ГК неживотной основы с малым содержанием эндотоксина



**Микрочастицы**

Микро-мелкие частицы ГК проникают в глубокие слои дермы



**Продолжительность**

Структура модификации ГК для продолжительности эффекта



**Сбалансированность**

Совместим с организмом человека, соответствует уровню pH



**Быстрое восстановление**

15-минутная процедура и быстрое восстановление в течении дня

## Однородные микрочастицы гиалуроновой кислоты (ГК)

ГК - это естественное вещество человеческого тела, количество которого уменьшается по мере старения, и оно может удерживать воду внутри тканевых клеток до 1000 раз больше своего веса.

REGENOVUE AQUA SHINE позволяет доставлять концентрат ГК высокой чистоты непосредственно в кожу, чтобы улучшить ее эластичность.

Сравнение частиц ГК



REGENOVUE AQUA SHINE выделяется своими мелкими и гомогенизированными частицами ГК.


Компания М / Продукт N



Компания А / Продукт J



Компания L / Продукт Y



Эффект ГК



Против морщин



Сохранение упругости



Сужение пор



Глубокое увлажнение



Улучшение тона

Спецификация каждой модели



Наименование	Regenovue Aqua Shine	Regenovue Aqua Shine [Plus]
Основной ингредиент	Гиалуроновая кислота 15мг/мл	
Наличие модификатора	Отсутствует	Имеется частично
Глубина введения	Верхняя / средняя дерма	Средняя / глубокая дерма
Интервал лечения	3 раза в течение 4-х недель	3 раза в течение 8-и недель
	*Кол-во процедур может варьироваться в зависимости от прежнего эффекта	
Продолжительность	3-5 месяцев	6-8 месяцев
Содержимое	3 шприца по 3мл + 1 фиксатор шприца (многодозовый)	

REGENOVUE PN SERIES

# Серия REGENOVUE PN



## Усовершенствованный биоревитализант на основе ДНК лосося

Уникальное решение: Антивозрастная терапия 3 в 1



**Биосовместимый**

Безопасный препарат, не имеющий иммунную реакцию



**Упругость кожи**

Клинически доказано, кожа становится на 52% эластичней



**Уникальная формула**

Особая формула PN и ГК для продолжительного эффекта



**Мелкие частицы**

Однородные мелкие частицы для инъекции в глубокую дерму



**Безвредный**

Так же эффективен, как лазерный лифтинг, но без воспалений

## PN нового поколения: на основе PDRN

Полинуклеотид (PN), извлечённый из молок лосося, имеет более высокую молекулярную массу и концентрацию ДНК, чем PDRN, что стимулирует регенерацию кожи.

REGENOVUE PN, благодаря своей уникальной формуле с гиалуроновой кислотой (ГК), также имеет гораздо лучшую абсорбцию и продолжительность действия, чем обычные продукты PDRN.

Строение внеклеточного матрикса



Улучшая кожную среду, называемую ECM, Regenovue PN стимулирует синтез эластина и фибробластов.

PN укрепляет кожный барьер, регенерирует и восстанавливает поддерживающий слой кожи.

Эффект PN+ГК



Увлажнение и эластичность




Омоложение



Защита кожного барьера



Лифтинг кожи



Анти-возрастной



Облегчение проблемы сухости кожи

Спецификация каждой модели



Наименование	Regenovue PN	Regenovue PN [Plus]
Основной ингредиент	ГК 20мг/мл + PN 5мг/мл	ГК 15мг/мл + PN 5мг/мл
Наличие модификатора	Отсутствует	Имеется частично
Глубина введения	Верхняя / средняя дерма	Средняя / глубокая дерма
Интервал лечения	3 раза в течение 4-х недель	3 раза в течение 8-и недель
Продолжительность	3-5 месяцев	6-8 месяцев
Содержимое	1 шприц по 3мл + 1 фиксатор шприца (многодозовый)	

NEO NEEDLE SERIES

# Серия Игл от NEOGENESIS



## Канюли и иглы для разных процедур в эстетической косметологии

Широкий ассортимент: более 35 моделей разной длины и толщины.



**Широкий диаметр**

Ультратонкая стенка и широкий внутренний диаметр



**Гладкая поверхность**

Отполированная кромка с силиконовым покрытием



**Безопасность**

Пропилен медицинского качества и нержавеющая сталь



**Соответствие ISO**


Форма, размер и цвет соответствуют всем стандартам ISO

## Теперь внутренний диаметр на 18% шире

Чем тоньше игла, тем менее болезненным для пациента будет введение инъекции.

Серия канюль и нано игл NEO от NEOGENESIS имеют гладкую поверхность и широкий внутренний диаметр, что обеспечивает пациенту максимальный комфорт и минимальную травматичность.

### Сравнение внутреннего диаметра



Сравнение внутреннего диаметра обычных канюль и канюль NEO

## Канюли NEO для инъекций

Игла премиум-класса “с тупым концом” для инъекций и липосакций

- Инъекции с минимальным повреждением вен и без появления гематом
- Благодаря структуре введения процедура оставляет меньше отеков



### Характеристики

#### Канюли

Размер Иглы	Длина Иглы	Код модели
30G	25mm	FC3025
	30mm	FC3030
27G	30mm	FC2730
	40mm	FC2740
	50mm	FC2750
25G	40mm	FC2540
	50mm	FC2550
	70mm	FC2570
24G	50mm	FC2450
	30mm	FC2330
23G	50mm	FC2350
	70mm	FC2370
22G	50mm	FC2250
21G	50mm	FC2150
	70mm	FC2170

#### Канюли для трансплантации жира

Размер Иглы	Длина Иглы	Код модели
20G	50mm	FC2050
	70mm	FC2070
19G	50mm	FC1950
	70mm	FC1970
18G	50mm	FC1850
	70mm	FC1870
17G	70mm	FC1770

#### Канюли для груди

Размер Иглы	Длина Иглы	Код модели
17G	100mm	FC17100
	120mm	FC17120
	150mm	FC17150
14G	100mm	FC14100
	150mm	FC14150
	200mm	FC14200

20шт / 1 коробка \*Возможность маркировки на канюлях для точного видения глубины

## Нано иглы NEO для инъекций

Микроиглы для мезотерапии, ботокса и местной анестезии

- Гладкая поверхность игл обеспечивает более плавную инъекцию препарата



### Характеристики

#### Нано иглы от NEO

Размер Иглы	Длина Иглы	Код модели
34G	4mm	NN3404
	6mm	NN3406
33G	4mm	NN3304
	6mm	NN3306
	13mm	NN3313
30G	4mm	NN3004
	13mm	NN3013

100шт / 1 коробка

# NEOBELLA НЕОБЕЛЛА

Липолитик с дезоксихолевой кислотой, одобренной FDA для лица и тела

Видимые результаты через несколько недель: без боли и побочных реакций



### Безоперационный

Инъекции липолитиков для похудения выполняются подкожно



### Без побочных эффектов

Отсутствие отеков, гематом, повреждений нервов и паралича



### Мгновенный результат

Относительно короткий (4-7 дней) интервал между процедурами



### Двойной эффект

Долгий эффект с липолизом и гипотоническим липорастворением



### Для всего тела

Применим для любой зоны: лицо, подбородок, руки, бедра и тд

## Уникальная формула Дезоксихолевой кислоты (DCA)

DCA - это натуральное вещество, которое способствует расщеплению жиров в нашем рационе, и это единственный жиросжигающий препарат, сертифицированный FDA.

Формула DCA в НЕОБЕЛЛА отличается значительно меньшим количеством побочных эффектов и достаточно безопасна для последующих курсов лечения, чтобы добиться быстрой трансформации.

### Двойное уничтожение жира NEOBELLA



#### 1. Липолиз путем эмульгирования

Дезоксихолевая кислота способствует липолизу путем эмульгирования жировых клеток, после чего клетки жира рассасываются в кишечнике.



#### 2. Гипотоническое липорастворение

Уникальная формула вызывает выброс жировых клеток за счёт чрезмерного поглощения воды.

### Характеристика

Основной ингредиент	Дезоксихолевая кислота 5мг/мл
Глубина инъекции	Подкожно-жировой слой
Интервал между процедурами	1 флакон на 5-6 процедур (с промежутком в 4-7 дней) Вводить по всей области ожирения с интервалами 1-1,5 дюйма
Длительность	Постоянный эффект
Комплектация	8мл флакон x 5шт

## LEFIL INJECTOR

# Инжектор LEFIL

Беспроводное устройство, совместимое со всеми типами шприцов и растворов.

Точный контроль за счет микрорегулируемого объема дозировки, скорости и вязкости.



### Быстро и точно

9-пинная игла распределяет дозировку через равные промежутки



### Стабильная инъекция

Благодаря плотной системе установки, потеря раствора минимальная



### Режим автомат

Выбор автоматического режима введения удобен для пользователя



### LCD экран

Простой и удобный дизайн экрана управления 1,6-дюйм. LCD-панелью



### Время процедуры


Аккумулятор позволяет непрерывно проводить процедуру до 90мин

## Мотор «швейцарского производства» для герметичного введения

Инжекторы для мезотерапии более эффективны по сравнению с иглами, однако их производительность зависит от модуля корпуса.

LEFIL использует надежный двигатель «швейцарского производства» для модуля и автореверсивного держателя поршня, что обеспечивает точное управление и стабильное введение.

### Механизм LEFIL



\*Насос LEFIL также всасывает любой раствор, вытекший из-за неправильного использования, оставляя иглу чистой для следующего введения.

### Расходники и Спецификации продукта

Макс.объем	Шприцы до 5 мл (любого типа)
Экран	1,6 дюймовый LCD
Источник питания	АС100-240 V / 50-60 Hz 1.5A
Батарея	Перезаряжаемая (7.4V D.C 1150mAh)
Размеры (Ш x Д x В)	210 x 70 x 180 мм
Вес (Корпус / Расходники)	395 гр / 155 гр
Состав	Основное, устройство, адаптер, аккумулятор, дополнительный насосный модуль (2 модуля + 3 шланга)

\*Расходные материалы 5-пинная 9-пинная игла (регулируемая глубина: 0-2,5 мм)  
Функция \_ автоматическое введение, контроль скорости/дозировки/вязкости/объема

# SPOTLESS СПОТЛЕС

CE ISO



## Радиочастотное плазменное устройство для деликатного удаления кожных пятен

Регулируемая энергоэффективность для всех типов кожных проблем




### Удобный

Легкое управление.  
Возможность использования без навыков



### Стабильная энергия

Обеспечивает высокую выходную мощность 24В и стабильную длину волны до 60 Гц



### Точный контроль

8 уровней мощности и частоты для 64 комбинаций



### Различные эффекты

Широкое применение с обычными, тонкими, плоскими и фракционными насадками



### Рентабельный

Доступное устройство, эффективное как и клинические аппараты

## Бесконтактное удаление с помощью плазменной энергии

Радиочастота генерирует плазменные искры для бесконтактного удаления пятен, обеспечивая быстрое заживление и минимальное повреждение кожи.

СПОТЛЕС оснащен 4 различными насадками и 64 уровнями контроля энергии для дополнительной деликатности при удалении всех типов пятен на коже, морщин и расширенных пор.

### Механизм СПОТЛЕС



Мощность \_ контролирует амплитуду волны. Частота \_ определяет, как часто будет излучаться волна. Энергия плазмы генерирует, когда насадка находится рядом с проводником, например, с телом человека.

### Расходники и Спецификации продукта

Применение	Родимки, веснушки, бородавки, кожные пятна, сириингома и т. д.
Источник энергии	110-240В / 60Гц, 0.5А
Уровень напряжения	DC 24V, 1A
Размеры (Ш x Д x В)	170 x 35 x 15 мм
Вес (Корпус + Расходники)	53 гр
Состав	Устройство, адаптер, насадки (2 тупых + 1 острая)

\*Насадки для Спотлеса Тупая / острая / плоская / фракционная насадка  
Функции \_ управление мощностью и частотой (по 8 уровней)

# Лекарственные препараты

Серия Кремов-Анестетиков от NEO

НЕОТОКС



NEO ANESTHETIC CREAM SERIES

# Серия Кремов-Анестетиков от NEO

GMP



## Самый эффективный и качественный крем для обезболивания целевых областей

Безопасный и эффективный способ временно ослабить болевые сигналы - без инъекций



### Простое использование

Аппликационный анестетик, эффективный и простой в использовании



### Не раздражает кожу

Безопасен благодаря составу ингредиентов, продаваемых на международном уровне



### Комфорт

Кремовая основа удобна в нанесении, водорастворима, нет запаха



### Стабильная форма

Технология термической упаковки предотвращает разложение состава




### Безопасное качество

Надежный продукт, строго соответствующий требованиям GMP

## Действие безопасных местных анестетиков

Местные анестетики физически блокируют натриевые каналы мембраны нейрона, временно не позволяя нервам передавать сигналы в мозг.

Серия кремов-анестетиков от NEO гарантирует безопасное качество в соответствии с международными стандартами и не имеет риска побочных эффектов.



Местные анестетики предотвращают деполяризацию нерва для временного прекращения импульса.

Область применения



Дерматология



Урология



Хирургия



Эстетика



Тату

## NEO-CAIN крем

Самый известный “лидокаин 10,56%” для мощного и быстрого эффекта

- Оригинальный продукт с кодом подтверждения ICS, исключая риск подделки

Основной ингредиент	Лидокаин 105.6 мг/г
Упаковка	Желтая упаковка с белой наклейкой
Продолжение эффекта	Более 45 минут (применять более 15 минут)
Содержимое	Банка - 500гр / тубик - 30гр
Инструкция по применению	Наносится на очищенную кожу, для усиления эффекта, под пленку. (Держать в зависимости от индивидуального порога болевой чувствительности)



## NEO PRO крем

Комбинация “5% лидокаин-прилокаин (1:1)” для безопасного и сильного эффекта

- Высокая безопасность, низкая нейротоксичность с быстрым выведением токсинов

- Крем отлично подходит даже для чувствительной кожи и оставляет меньше раздражений

Основной ингредиент	Лидокаин 25мг + Прилокаин 25мг/г
Упаковка	Синяя упаковка с белой наклейкой
Продолжение эффекта	Более 90 минут (применять более 45 минут)
Содержимое	Банка - 450гр / тубик - 30гр
Инструкция по применению	Наносится на очищенную кожу, для усиления эффекта, под пленку. (Держать в зависимости от индивидуального порога болевой чувствительности)



# NEOTOX НЕОТОКС

**Ботулотоксин типа А с чистотой “99.8%” для быстрого и стабильного результата**

Показывает постоянный эффект при повторных процедурах без повышения доз



**Европейский стандарт**

Штамм, разработанный Европейским Национальным Институтом.

**Безопасность**

Соответствие требованиям по безопасности FDA, EMA и cGMP

**Быстрая активация**

Запатентованная вакуумная сушка сохраняет чистоту 99,8%

**Минимальная доза**

Содержание белка ниже на 61%, чем в подобных продуктах

**Ощутимый комфорт**

Минимум раздражений благодаря сбалансированному pH = 6,7

## Запатентованная вакуумная сушка

Вакуумная сушка в течение 2-х часов, имеет гораздо меньшую вероятность ухудшения нейротоксинов по сравнению с 20-ю часами сублимационной сушки.

NEOTOX использует запатентованную технологию, которая демонстрирует исключительную чистоту по сравнению с обычными продуктами и дает быстрый удовлетворительный результат с меньшим количеством инъекций.



Сравнение стабильности методом сушки

Описание	Сублимационная сушка	Вакуумная сушка
Продолжительность	Более 20 часов (быстро портится)	<b>Менее 2 часов (долго сохраняет эффект)</b>
Токсичность нейротоксина	Быстро испаряется	<b>Сохраняется надолго</b>
Биологическая активность	Низкая активность	<b>Высокая эффективность</b>
Белковая примесь	Высокое содержание	<b>Низкое содержание</b>

НЕОТОКС разработан по технологии запатентованной вакуумной сушки.

### Характеристика

Основной ингредиент	Ботулотоксин типа А - 100 единиц(U)		
Состояние	Вакуумная сушка	Условия хранения	При температуре 2-8°C
Кислотно-щелочной баланс	pH 6.7	Содержимое	1 флакон / 1 коробка

# Косметика

Восстанавливающая Серия BETA-GLUCAN  
Карбоновая Маска RIOX (РИОКС)



BETA-GLUCAN RECOVERY SERIES

# Восстанавливающая Серия BETA-GLUCAN



## Натуральный экстракт щелелистника- безопасный уход после инвазивных процедур

Способствует восстановлению клеток с увлажняющим эффектом на 20% сильнее, чем ГК.



### Натуральный состав

Способствует очищению и восстановлению подходит для всех типов кожи



### Выведение токсинов

Интенсивное увлажнение, ускоряет выведение анестетиков и шлаков



### Противоспалительный

Эффект охлаждения успокаивает воспаленную кожу после процедур



### Омоложение

Высокий синтез коллагена и антиоксидантов для восстановления кожи




### Лечебный эффект

Повышает иммунитет кожи, устраняет ожоги, псориаз и выпадение волос

## Бета-глюкан на основе щелелистника

β-Глюкан - это полисахариды бактерий, грибов, дрожжей и злаков, но его лечебные и иммунизирующие свойства значительно различаются в зависимости от источника.

Серия BETA-GLUCAN от NEOGENESIS использует высококачественный β-глюкан из семейства щелелистника, который известен своей лечебной ценностью, более высокой, чем любой другой глюкановый комплексный углевод.



### Преимущества бета-глюкана щелелистника

Демонстрирует непревзойдённый эффект на иммуномодулирующую, противогрибковую, противоопухолевую и противовирусную активность.



### ВЕТА Маска

**Маска из гидрогелевого каркаса, для «пост-мезотерапий»**

- Обеспечивает отличную адгезию на участках кожи, без раздражения.
- Впитывающий гидро материал сохраняет вещество более дольше.

**Натуральный экстракт** \_ Бета-глюкан на основе щелелистника  
**Комплектация** \_ 28g x 10 масок / коробка  
 \*Двухкомпонентный (верхний и нижний)

### ВЕТА Сыворотка

**Многофункциональная для удобного ежедневного использования**

- Сыворотка для водно-масляного баланса и проблем с кожей.
- Применимо при различных симптомах на лице, кожи головы и теле.

**Натуральный экстракт** \_ Бета-глюкан на основе щелелистника  
**Комплектация** \_ 15ml x 3 флакона / коробка

RIOX MASK

# Карбоновая Маска RIOX (РИОКС)



## Запатентованная “Маска CO<sub>2</sub>” для карбокситерапии без инъекции


Здоровая кожа и свежий тон лица с помощью детоксикации кожи.

- Травяной экстракт**  
 Natural ingredient containing vitamins for recovery
- Детокс дермы**  
 Releases O<sub>2</sub> for stimulation of metabolism and skin cleansing
- Жирозжигание**  
 Accelerates fat burning, narrows pores and reduces skin dryness
- Эффективность**  
 Less cost and time compared to conventional carbocotherapy
- Гигиеничность**  
 Individual syringes and dry masks are very easy to use

## Принцип Карбокситерапии и эффект Бора

Карбокситерапия проводится путём введения углекислого газа в кожу для лечения заболеваний, вызванных плохим кровообращением, таких как целлюлит, тёмные круги или растяжки.

Запатентованная технология RIOX успешно воспроизводит эффект Бора, возникающий во время карбокситерапии, снабжая кожу кислородом без инъекции.



### Процесс метаболизма

Кровообращение → Доставка питательных веществ → Преобразование энергии → Удаление токсинов → Сжигание жира → Выведение шлаков

### Эффект Маски Риокса

- Уменьшение угрей и пигментаций
- Уменьшение тёмных кругов
- Расщепление жиров, сужение пор
- Удаление целлюлита и растяжек
- Улучшение и яркость цвета лица



**Натуральный экстракт** \_ 13 ингредиентов  
 Лакрица, Эвкалипт, Сосна густоцветковая, Пилообразный дуб, Дудник гигантский, Жгунь корень, Экстракт корня дягиля, Хризантема, Роза Столистная, Шиповник морщинистый, Софора японская, Жимолость японская

**Комплектация** \_  
 25g шприц x 5шт  
 Маска для лица & шеи x 5сетов